

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Pijama de unică folosință (2 piese) - ARCUM

1. Informații generale

Producător: SYNEK MED S.R.L.

CUI: 48262634, Nr. Reg. Com.: J2023001241290

Adresă: Strada Sergent Ion Nuțu nr. 2, Sector 5, București

E-mail: office@synekmedical.com

SRN: RO-MF-000048751

2. Descriere produs

Pijama de unică folosință compusă din două piese (bluză și pantalon), destinată utilizării de către pacient și/sau personalul medical și auxiliar pentru reducerea riscului de transmitere a agenților infecțioși între pacient și personalul medical în timpul procedurilor medicale și menținerea igienei în mediul medical.

3. Clasificare

Dispozitiv medical Clasa I (non-invaziv, non-steril, fără funcție de măsurare)

4. Materiale

Material: material textil nețesut (nonwoven)

Compoziție: polipropilenă (PP)

Tip: spunbond

Gramaj: 40 -45g/m²

Proprietăți: respirabil, ușor, rezistent

5. Specificații tehnice

Rezistența la penetrarea bacteriană: ≤ 100 CFU

Rezistența la tracțiune: ≥ 20 N (longitudinal și transversal)

Rezistența la rupere: ≥ 40 kPa

6. Identificare produs

Basic UDI-DI: 5940780427PIJ0420262X

Mărimi: S, M, L, XL, XXL

7. Ambalare

Cutii de transport conținând 100 bucăți, identificate prin coduri EAN și UDI-DI distincte pentru fiecare mărime.

8. Depozitare

A se păstra în spații uscate și curate, ferite de umiditate și lumină directă.

9. Utilizare: Produs de unică folosință. Nu se reutilizează.

10. Dimensiuni produs (cm)

Bluza	S	M	L	XL	XXL	Toleranta
A	71	74	76	78	82	1
B	54	57	60	63	68	1
C	83	89	95	101	110	1
D	20	20	21	22	24	1
E	18	18	18	18	18	1
F	19	19	19	19	19	1
G	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	1
H	5	5	5	5	5	1
Pantaloni						
A	49	53	57	61	66	1
B	105	106	108	112	117	1
C	23	23.5	24	24.5	25	1
D	32	34.5	37	39.5	42	1
E	29	30.5	31.5	32	33.6	1
F	75	76	77	80	84	1

Schemă dimensională produs cu cote:

